# Windows 10 以降の PC ご利用者

#### OHIS ダウンロード&インストール手順

### 【STEP1】 OHIS ホームページからダウンロード画面に移動







#### ※Microsoft Edge を利用した場合のダウンロード画面になります



(10)

画面にメッセージが表示されますので、 「開く」をクリックします。 ※ダウンロードが始まります

※セキュリティ警告が表示された場合は お使いのインターネットのアイコン(ブラウ ザ)をご確認いただき、下記より該当する 対処法をご確認ください

※下記の警告が表示された場合は〈セキュリティ警告対処法〉を参照してください



<セキュリティ警告対処法>1. Microsoft Edge ご利用の方



※Google Chrome を利用した場合のダウンロード画面になります

ダウンロードがブロックされた場合は〈**セキュリティ警告対処法**〉を参照してください



2. Google Chrome ご利用の方



Windows版のダウンロードをクリックします。 ※Mac は対象外となります



① インストールファイル「PreViser-Setup-v3-4-0.exe」

を開くとメッセージが表示されますので、「詳細情報」 をクリックします。



Microsoft Defender SmartScreen は認識されないアプリの起動を停止しました。このアプリを実行すると、PC が危険にさらされる可能性があります。

アプリ: PreViser-Setup-v3-4-0.exe 発行元: 不明な発行元



② 「実行」ボタンをクリックします。



ダウンロードが完了すると、インストール画面が表示され るので「次へ(N)」をクリックします。

ß	PreViser v3.4.0 セットアップ	×
	使用許諾契約 以下の使用許諾契約書を注意深くお読みください。	
		_
	OHISソフトウェア使用許諾契約	^
	ここで言うソフトウェアとは、PreViserコンビュータ・プログラムを指し、本ソ フトウェア使用許諾契約が適用され、それにはアップデート版または修正 版も含まれます。お客様が本ソフトウェアを通じてアクセスできるサービス およびコンテントを使用することは、PreViser社または第三者との別個の 契約を受諾することになり得ます。本契約は、本ソフトウェアの(i)デモン ストレーション版または(i)クリニカル版、および他に契約がない場合は、 PIビニンバル5 また(けつフロングごからにも、本田でわます、もの状がいしての	~
	●使用許諾契約書のすべての条項に同意します(A)	
	○使用許諾契約書の条項に同意しません( <u>D</u> )	
Ad	vanced Installer <戻る(B) 次へ(N)> キャン・	セル

2

「使用許諾契約書」をお読みください。

### 3

内容に同意をいただけたら、

「使用許諾契約書のすべての条項に同意します(A)」に チェックします。

### 4

「次へ (N) 」をクリックします。 ※「使用許諾契約書のすべての条項に同意します (A) 」 にチェックがないと「次へ (N) 」はクリックできません

<ul> <li>インスト ール先フォルダ</li> <li>PreViser v3.4.0 のインスト ール先フォルダを指定します。</li> <li>このフォルダにインスト ールするには[次へ]をクリックしてください。別のフまのにはインスト ール先を入力するか[参照]をクリックしてください。</li> <li>フォルダ(E):</li> </ul>	ナルダ(a	ervah	>−ルす	
PreViser v3.4.0 のインストール先フォルダを指定します。 このフォルダにインストールするには[次へ]をクリックしてください。別のフ るにはインストール先を入力するか[参照]をクリックしてください。 フォルダ(E):	ナルダ(a	נרטא	<u>、</u> ールす	
このフォルダにインストールするには[次へ]をクリックしてください。別のフ: るにはインストール先を入力するか[参照]をクリックしてください。 フォルダ(E):	ナルダ(a	こインスト	、ールす	
ี วร <sub>า</sub> มชี(E):				
C:¥PreViser v3.4.0¥	<pre></pre>	参	照 <mark>(S)</mark>	
vanced Installer		_		
<戻る(B) 次へ	(N)>		キャンセ	IJИ



「インストール(I)」をクリックします。

(5)

「次へ(N)」をクリックします。



※このような画面が出た場合は「はい(Y)」をクリックしてください



# $\overline{7}$

インストール完了後、「完了(F)」をクリックします。 ※「PreViser vX.X.X を起動する」にチェックが入ってい ることを確認してください

※Previser vX.X.X はバージョン情報になります。

2	Win	ndows セキュリティの重要な警告 ×					
このアプリの機能のいくつかが Windows ファイアウォールでプロックされています							
すべてのパブリック ネッ 3.3.1 © PreViser, <b>P</b> 資	トワークとプライベートネ Inc, 2015の機能のい 名前( <u>N</u> ): 発行元( <u>P</u> ): パス( <u>H</u> ):	マトワークで、Windows ファイアウオールにより PreViser v3.3.1 べつかりプロタされています。 PreViser v3.3.1 3.3.1 © PreViser, Inc, 2015 PreViser C:¥previser v3.3.1¥previser v3.3.1.exe					
PreViser v3.3.1 3.3.1 © PreViser, Inc, 2015 にこれらのネットワーク上での通信を許可する: 「プライベート ネットワーク (ホーム ネットワークや社内ネットワークなど)( <u>R</u> ) 「) パブリック ネットワーク (空港、頃茶店など) (非世景)( <u>U</u> )							
(このようなネッ アプリにファイアウォール	(このようなネットワークは多くの場合、セキュリティが低いやセキュリティが販売されていません) アプルにファイアウォールの経由を許可することの危険性の詳細 ・ ***ンセル・ ************************************						

※このような画面が出た場合は「アクセスを許可する

(A) 」をクリックしてください





# 8

OHISが起動し、左の画面が表示されます

## 8

アカウント情報を入力します。 ダウンロード時に登録した「ユーザーネーム」「パスワ ード」「リポート作成者(名前)」を入力します。 ※住所、Eメール、ウェブサイト、電話、ファックスを入

力しておくと、診断結果のリポートに反映されます

### (10)

「保存」をクリックします。 ※ホームの画面になり、ご使用いただけます

# (11)

デスクトップにアイコンが作成されていることを確認し てください。